



## Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 15.1674                                                                                                                                                                                                                                       |
| Artikelbeschreibung | Multivette® 600 Serum Gel CAT, venöse und kapillare Blutproben, Präparierung: Gerinnungsaktivator / Gel, Nennvolumen: 600 µl, (LxØ) mit Verschluss: 53,3 x 8 mm, mit Druck, Verschluss braun, Schraubverschluss, Flachboden, 100 Stück/Karton |

## Produkteigenschaften

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Art der Entnahme         | venös und kapillar              |
| Art der Präparierung     | Gerinnungsaktivator / Gel       |
| Farbcode                 | EU/ISO                          |
| Etikett / Druck          | mit Druck                       |
| Farbe Druck/Etikett      | braun                           |
| Verschluss               | Standard-Schraubverschluss      |
| Verschlussart            | Schraubverschluss               |
| Anwendungsbereich        | venöse und kapillare Blutproben |
| Bodenform                | Flachboden                      |
| Zentrifugation empfohlen | 10000 x g                       |
| Zentrifugationszeit      | 5 Min                           |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Maße**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nennvolumen           | 600 µl  |
| Durchmesser           | 8 mm    |
| Länge mit Verschluss  | 53,3 mm |
| Länge ohne Verschluss | 49,8 mm |

## **Material & Farben**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes    | Polypropylen (PP)                |
| Farbe des Produktes       | transparent                      |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses    | braun                            |

## **Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE                        |
| Chargiert         | ja                        |

## **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000          |
| Kleinste Unterverpackung    | Karton        |
| Stück pro Innenkarton       | 100           |
| Stück pro Umkarton          | 1000          |
| Stück pro Palette           | 63000         |
| Tiefe des Innenkartons      | 201 mm        |
| Breite des Innenkartons     | 81 mm         |
| Höhe des Innenkartons       | 81 mm         |
| Tiefe des Umkartons         | 423 mm        |
| Breite des Umkartons        | 213 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 185 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0167 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0024 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 2,97 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917087421 |
| EAN des Umkartons           | 4038917005852 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

