



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 16.443.100 |
| Artikelbeschreibung | Microvette® CB 300 Lithium Heparin LH, Veterinärmedizin, Präparierung: Lithium-Heparin LH, Nennvolumen: 300 µl, (LxØ) mit Verschluss: 46,5 x 10,8 mm, Verschluss grün, Eindrückstopfen, Flachboden, Innengefäß: trompetenförmig, 100 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Art der Entnahme | kapillar |
| Art der Präparierung | Lithium-Heparin LH |
| Farbcode | ISO |
| Verschlussart | Eindrückstopfen |
| Anwendungsbereich | Veterinärmedizin |
| Bodenform | Flachboden |
| Zentrifugation empfohlen | 2000 U/min |
| Zentrifugationszeit | 5 Min |
| Form des Innengefäßes | trompetenförmig |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

| | |
|-----------------------|---------|
| Nennvolumen | 300 µl |
| Durchmesser | 10,8 mm |
| Länge mit Verschluss | 46,5 mm |
| Länge ohne Verschluss | 43,7 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | Low Density Polyethylen (LD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | grün |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 100 |
| Stück pro Umkarton | 1000 |
| Stück pro Palette | 80000 |
| Tiefe des Umkartons | 378 mm |
| Breite des Umkartons | 288 mm |
| Höhe des Umkartons | 180 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0196 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,002 kg |
| Gewicht des Umkartons | 2,35 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917268349 |
| EAN des Umkartons | 4038917282765 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

