



### Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 17.2111.020                                                                                                |
| Artikelbeschreibung | Minivette® POCT neutral Z, Nennvolumen: 20 µl, ohne Präparierung, weiß, 200 Stück/Beutel, 200 Stück/Karton |

### Produkteigenschaften

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Art der Entnahme     | kapillar               |
| Art der Präparierung | ohne Präparierung      |
| Anwendungsbereich    | kapillare Blutentnahme |
| Codierung Farbe      | weiß                   |

### Maße

|             |       |
|-------------|-------|
| Nennvolumen | 20 µl |
|-------------|-------|

### Material & Farben

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material des Produktes | Celluloseacetat (CA) |
| Farbe des Produktes    | transparent          |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE                        |
| Latexfrei         | ja                        |
| Chargiert         | ja                        |

**Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 2000          |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 200           |
| Stück pro Umkarton          | 2000          |
| Stück pro Palette           | 144000        |
| Tiefe des Innenkartons      | 140 mm        |
| Breite des Innenkartons     | 99 mm         |
| Höhe des Innenkartons       | 117 mm        |
| Tiefe des Umkartons         | 513 mm        |
| Breite des Umkartons        | 293 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 140 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,021 cbm     |
| Gewicht des Produktes       | 0,0009 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 2,51 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917251310 |
| EAN des Umkartons           | 4038917251303 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

