



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	17.2111.920
Artikelbeschreibung	Minivette® POCT neutral, Nennvolumen: 20 µl, ohne Präparierung, weiß, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Codierung Farbe	weiß

Maße

Nennvolumen	20 µl
-------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	Celluloseacetat (CA)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	1000
Stück pro Palette	75000
Tiefe des Innenkartons	140 mm
Breite des Innenkartons	99 mm
Höhe des Innenkartons	117 mm
Tiefe des Umkartons	513 mm
Breite des Umkartons	293 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,021 cbm
Gewicht des Produktes	0,0012 kg
Gewicht des Umkartons	2,29 kg
EAN des Innenkartons	4038917361514
EAN des Umkartons	4038917361507

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

