




Produktspezifikation

**Minivette® POCT Lithium-Heparin, 50 µl, Stößel
grün, Farbcode ISO, 200 Stück/Beutel**

Seite 1



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 17.2112.150 |
| Artikelbeschreibung | Minivette® POCT Lithium-Heparin, Nennvolumen: 50 µl, Präparierung: Heparin, grün, Farbcode ISO, 200 Stück/Beutel, 200 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------|------------------------|
| Art der Entnahme | kapillar |
| Art der Präparierung | Heparin |
| Farbcode | ISO |
| Anwendungsbereich | kapillare Blutentnahme |
| Codierung Farbe | grün |

Maße

| | |
|-------------|-------|
| Nennvolumen | 50 µl |
|-------------|-------|

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2022-01-19

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Material & Farben

| | |
|------------------------|----------------------|
| Material des Produktes | Celluloseacetat (CA) |
| Farbe des Produktes | transparent |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In-vitro Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Latexfrei | ja |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 2000 |
| Art der Innenverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 200 |
| Stück pro Karton | 2000 |
| Stück pro Palette | 144000 |
| Tiefe des Innenkartons | 140 mm |
| Breite des Innenkartons | 99 mm |
| Höhe des Innenkartons | 117 mm |
| Tiefe des Umkartons | 513 mm |
| Breite des Umkartons | 293 mm |
| Höhe des Umkartons | 140 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,021 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,001 kg |
| Gewicht des Umkartons | 2,68 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917320023 |
| EAN des Umkartons | 4038917320016 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

