



Produktspezifikation

**Minivette® POCT Lithium Heparin LH, 200 µl,
Stößel grün, Farbcode ISO, 150 Stück/Beutel**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	17.2112.201
Artikelbeschreibung	Minivette® POCT Lithium Heparin LH, Nennvolumen: 200 µl, Präparierung: Heparin, grün, Farbcode ISO, 150 Stück/Beutel, 150 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Heparin
Farbcode	ISO
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Codierung Farbe	grün

Maße

Nennvolumen	200 µl
-------------	--------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-03

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Material & Farben

Material des Produktes	Celluloseacetat (CA)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	150
Stück pro Umkarton	1500
Stück pro Palette	108000
Tiefe des Innenkartons	140 mm
Breite des Innenkartons	99 mm
Höhe des Innenkartons	117 mm
Tiefe des Umkartons	513 mm
Breite des Umkartons	293 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,021 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	2,37 kg
EAN des Innenkartons	4038917339513
EAN des Umkartons	4038917339506

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

