



Produktspezifikation

**Microvette® CB 200 NC, 200 µl, Verschluss
schwarz, Eindrückstopfen, Flachboden**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	18.1325.100
Artikelbeschreibung	Microvette® CB 200 NC, kapillare Blutentnahme, Präparierung: Tri-Natriumcitrat-Lösung (1:4), Nennvolumen: 200 µl, (LxØ) mit Verschluss: 46 x 10,8 mm, Verschluss schwarz, Eindrückstopfen, Flachboden, inkl. Senkungspipette, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Tri-Natriumcitrat-Lösung (1:4)
Farbcode	ISO
Verschlussart	Eindrückstopfen
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Bodenform	Flachboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-05

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Maße

Nennvolumen	200 µl
Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	40 mm
Länge mit Verschluss	46 mm
Länge ohne Verschluss	40 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	schwarz

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	15000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	32000
Tiefe des Innenkartons	271 mm
Breite des Innenkartons	126 mm
Höhe des Innenkartons	36 mm
Tiefe des Umkartons	283 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	210 mm
Volumen des Umkartons	0,0159 cbm
Gewicht des Produktes	0,0036 kg
Gewicht des Umkartons	2,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917127653
EAN des Umkartons	4038917021333

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

