



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	20.1288
Artikelbeschreibung	Microvette® 200 EDTA K3E, kapillare Blutentnahme, Präparierung: K3 EDTA, Nennvolumen: 200 µl, (LxØ) mit Verschluss: 47,6 x 10,8 mm, mit Druck, Verschluss rot, Flachboden, Innengefäß: zylindrisch, 100 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	K3 EDTA
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	rot
Verschluss	Kappe
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Bodenform	Flachboden
Form des Innengefäßes	zylindrisch

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Maße**

Nennvolumen	200 µl
Durchmesser	10,8 mm
Länge mit Verschluss	47,6 mm
Länge ohne Verschluss	46,6 mm

## **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot

## **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In-vitro Diagnostikum (IVD)
CE-Zertifizierung	CE - Herstellerselbsterklärung
Chargiert	ja

## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	121000
Tiefe des Innenkartons	139 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	66 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	230 mm
Höhe des Umkartons	160 mm
Volumen des Umkartons	0,0124 cbm
Gewicht des Produktes	0,0028 kg
Gewicht des Umkartons	3,26 kg
EAN des Innenkartons	4038917086028
EAN des Umkartons	4038917070348

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

