



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	20.1309.100
Artikelbeschreibung	Microvette® 300 Lithium Heparin LH, kapillare Blutentnahme, Präparierung: Lithium-Heparin, Nennvolumen: 300 µl, (LxØ) mit Verschluss: 47,6 x 10,8 mm, mit Druck, Verschluss grün, Flachboden, Innengefäß: konisch, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Lithium-Heparin
Farbcode	ISO
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	grün
Verschluss	Kappe
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Bodenform	Flachboden
Zentrifugation empfohlen	2000 U/min
Zentrifugationszeit	5 Min
Form des Innengefäßes	konisch

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	300 µl
Durchmesser	10,8 mm
Länge mit Verschluss	47,6 mm
Länge ohne Verschluss	46,6 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	grün

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In-vitro Diagnostikum (IVD)
CE-Zertifizierung	CE - Herstellerselbsterklärung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	121000
Tiefe des Innenkartons	139 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	66 mm
Tiefe des Umkartons	338 mm
Breite des Umkartons	230 mm
Höhe des Umkartons	160 mm
Volumen des Umkartons	0,0124 cbm
Gewicht des Produktes	0,0019 kg
Gewicht des Umkartons	2,43 kg
EAN des Innenkartons	4038917127615
EAN des Umkartons	4038917021296

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

