



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	20.1344
Artikelbeschreibung	Microvette® 500 Serum Gel CAT, kapillare Blutentnahme, Präparierung: Gerinnungsaktivator / Gel, Nennvolumen: 500 µl, (LxØ) mit Verschluss: 47,6 x 10,8 mm, mit Druck, Verschluss braun, Flachboden, Innengefäß: zylindrisch, 100 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator / Gel
Farbcode	EU/ISO
Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	braun
Verschluss	Kappe
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	325 µl - 500 µl
Zentrifugation empfohlen	10000 x g
Zentrifugationszeit	5 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Microvette® 500 Serum Gel CAT, 500 µl,**  
**Verschluss braun, Flachboden**

**Seite 2**

Form des Innengefäßes      zylindrisch

**Maße**

Nennvolumen                      500 µl  
Durchmesser                      10,8 mm  
Länge mit Verschluss            47,6 mm  
Länge ohne Verschluss         46,6 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes         Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes            transparent  
Material des Verschlusses      High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses        braun

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung                CE  
Chargiert                         ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)   1000  
Kleinste Unterverpackung      Karton  
Stück pro Innenkarton          100  
Stück pro Umkarton              1000  
Stück pro Palette                121000  
Tiefe des Innenkartons         139 mm  
Breite des Innenkartons        108 mm  
Höhe des Innenkartons         66 mm  
Tiefe des Umkartons            338 mm  
Breite des Umkartons          228 mm  
Höhe des Umkartons            160 mm  
Volumen des Umkartons        0,0123 cbm  
Gewicht des Produktes         0,0022 kg  
Gewicht des Umkartons        2,66 kg  
EAN des Innenkartons         4038917086264  
EAN des Umkartons            4038917004848

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-04-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**