



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.1091
Artikelbeschreibung	BSG-Ständer, passend für Microvette® , 10 Messplätze

## Produkteigenschaften

Passend für	Microvette®
Anzahl der Messplätze	10

## Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
------------------------	-------------------

## Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	8
Stück pro Palette	160
Tiefe des Umkartons	263 mm
Breite des Umkartons	98 mm
Höhe des Umkartons	335 mm
Volumen des Umkartons	0,0086 cbm
Gewicht des Produktes	0,2505 kg
Gewicht des Umkartons	5,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917085311
EAN des Umkartons	4038917004015

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

