



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	85.1019
Artikelbeschreibung	Safety-Lanzette, Neonatal, Einstichtiefe: 1,2 mm, Klingebreite: 1,5 mm, zur Punktion von Ferse, Finger, 200 Stück/Innenkarton

Produkteigenschaften

Anwendungsbeispiel	Kinder, Erwachsene mit großen Abnahmemengen, Neugeborene: kleines Blutbild, Blutzucker, Bilirubin
Punktionsstelle	Ferse, Finger
Einstichtiefe	1,2 mm
Safety-Produkt	ja

Maße

Blutvolumen	50 µl - 250 µl
Breite des Produktes	21 mm
Länge des Produktes	52 mm
Breite der Klinge	1,5 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE0124 (Dekra)
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1200
Art der Innenverpackung	Innenkarton
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Karton	1200
Stück pro Palette	108000
Tiefe des Innenkartons	118 mm
Breite des Innenkartons	118 mm
Höhe des Innenkartons	151 mm
Tiefe des Umkartons	366 mm
Breite des Umkartons	248 mm
Höhe des Umkartons	173 mm
Volumen des Umkartons	0,0157 cbm
Gewicht des Produktes	0,0029 kg
Gewicht des Umkartons	4,08 kg
EAN des Innenkartons	4038917085069
EAN des Umkartons	4038917057660

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

