



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	71.9921.316
Artikelbeschreibung	Eimer, bis 1 l, (ØxH): 122 x 145 mm, weiß, Verschluss beiliegend, zur Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben, 24 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Volumen max	1 l
Durchmesser	122 mm
Höhe des Produktes	145 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	24
Stück pro Karton	24
Stück pro Palette	1152
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	234 mm
Volumen des Umkartons	0,0357 cbm
Gewicht des Umkartons	2,7 kg
EAN des Innenkartons	4038917150620
EAN des Umkartons	4038917038195

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

