



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 71.9921.317
Artikelbeschreibung Eimer, bis 2 l, (ØxH): 154 x 180 mm, weiß, Verschluss beiliegend, zur Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben, 24 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben
Autoklavierbar (max. °C) 121 °C

Maße

Volumen max 2 l
Durchmesser 154 mm
Höhe des Produktes 180 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	24
Stück pro Karton	24
Stück pro Palette	960
Tiefe des Umkartons	604 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,06 cbm
Gewicht des Umkartons	4,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917150637
EAN des Umkartons	4038917038201

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

