



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	71.9921.318
Artikelbeschreibung	Eimer, bis 5 l, (ØxH): 189 x 200 mm, weiß, Verschluss beiliegend, zur Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben, 12 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Volumen max	5 l
Durchmesser	189 mm
Höhe des Produktes	200 mm
Länge des Produktes	223,5 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes weiß

Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei ja
Pyrogenfreiheit nein
Sicherheitsdatenblatt nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 12
Art der Innenverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 12
Stück pro Karton 12
Stück pro Palette 360
Tiefe des Umkartons 548 mm
Breite des Umkartons 373 mm
Höhe des Umkartons 408 mm
Volumen des Umkartons 0,0834 cbm
Gewicht des Umkartons 4,2 kg
EAN des Innenkartons 4038917150644
EAN des Umkartons 4038917398381

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

