



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3884.105
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe twin plus, 500 ml, gelb, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Biohazardkennzeichnung, Material: PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 162 mm, Ø Deckel: 89 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 126 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	500 ml
Durchmesser	89 mm
Durchmesser des Bodens	57 mm
Durchmesser des Deckels	89 mm
Höhe des Produktes	162 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	126
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	126
Stück pro Palette	3024
Tiefe des Umkartons	599 mm
Breite des Umkartons	266 mm
Höhe des Umkartons	451 mm
Volumen des Umkartons	0,0719 cbm
Gewicht des Produktes	0,0753 kg
Gewicht des Umkartons	10,36 kg
EAN des Innenkartons	4038917542463
EAN des Umkartons	4038917542456

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

