

Produktspezifikation Entsorgungsbehälter, Multi-Safe sani, 200 ml

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 77.3890.002

Artikelbeschreibung Entsorgungsbehälter, Multi-Safe sani, 200 ml, gelb,

Material: PP, Öffnung: oval, Höhe: 131 mm, flacher Verschluss, Deckel (LxB): 75 x 47 mm, Verschluss: rot, TPRA 250 LIN 3291 DIN EN ISO 23907, 110 Stück/Karte

TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 110 Stück/Karton

UN-Prüfnummer ja

Produkteigenschaften

Verschluss flacher Verschluss

Form der Öffnung oval

Abzieh - Abdrehhilfe Abziehhilfe

Maße

Volumen max 200 ml

Durchmesser des Bodens 57 mm x 32 mm Durchmesser der Öffnung 33 mm x 23 mm

Höhe des Produktes 131 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Entsorgungsbehälter, Multi-Safe sani, 200 ml

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes gelb Farbe des Verschlusses rot Farbe des Tagesdeckels rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 110 Kleinste Unterverpackung Karton Stück pro Innenkarton Stück pro Umkarton 110 Stück pro Palette 3300 Tiefe des Umkartons 397 mm Breite des Umkartons 397 mm Höhe des Umkartons 325 mm Volumen des Umkartons 0,0512 cbm Gewicht des Produktes 0,0483 kg

Gewicht des Umkartons 6 kg

EAN des Innenkartons 4038917330916 EAN des Umkartons 4038917330909

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

