



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	77.3890.003
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe mini, 300 ml, gelb, Material: PP, Öffnung: rund, Höhe: 160 mm, flacher Verschluss, Deckel (LxB): 81 x 45 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 135 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	flacher Verschluss
Form der Öffnung	rund
Abzieh - Abdrehhilfe	Abziehhilfe

### **Maße**

Volumen max	300 ml
Durchmesser des Bodens	80 mm x 45 mm
Durchmesser der Öffnung	27 mm
Höhe des Produktes	160 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	135
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	135
Stück pro Palette	2700
Tiefe des Innenkartons	400 mm
Breite des Innenkartons	310 mm
Höhe des Innenkartons	600 mm
Tiefe des Umkartons	600 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	310 mm
Volumen des Umkartons	0,0744 cbm
Gewicht des Produktes	0,0694 kg
Gewicht des Umkartons	10 kg
EAN des Innenkartons	4038917330947
EAN des Umkartons	4038917330930

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

