



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3898.106
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe medi, 6 l, gelb, rund, Material: PP, mit montiertem Bügel, Öffnung: rund, Höhe: 195 mm, flacher Verschluss, Ø Deckel: 230 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 480 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Verschluss	flacher Verschluss
Ausführung	mit montiertem Bügel
Form der Öffnung	rund
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe

Maße

Volumen max	6 l
Durchmesser des Bodens	190 mm
Durchmesser des Deckels	230 mm
Durchmesser der Öffnung	88 mm
Höhe des Produktes	195 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	480
Kleinste Unterverpackung	Palette
Stück pro Innenkarton	480
Stück pro Umkarton	480
Stück pro Palette	480
Tiefe des Umkartons	792 mm
Breite des Umkartons	1090 mm
Höhe des Umkartons	1192 mm
Volumen des Umkartons	1,029 cbm
Gewicht des Produktes	0,3126 kg
Gewicht des Umkartons	160 kg
EAN des Innenkartons	4038917543422
EAN des Umkartons	4038917543439

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

