



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	77.3898.111
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe medi, 11 l, gelb, rund, Material: PP, mit montiertem Bügel, Öffnung: rund, Höhe: 220 mm, flacher Verschluss, Ø Deckel: 290 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, DIN EN ISO 23907, 250 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	nein

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	flacher Verschluss
Ausführung	mit montiertem Bügel
Form der Öffnung	rund
Abzieh - Abdrehhilfe	Abziehhilfe

### **Maße**

Volumen max	11 l
Durchmesser des Bodens	257 mm
Durchmesser des Deckels	290 mm
Durchmesser der Öffnung	88 mm
Höhe des Produktes	220 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Palette
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	250
Tiefe des Umkartons	792 mm
Breite des Umkartons	1090 mm
Höhe des Umkartons	1192 mm
Volumen des Umkartons	1,029 cbm
Gewicht des Produktes	0,6135 kg
Gewicht des Umkartons	163,32 kg
EAN des Innenkartons	4038917409513
EAN des Umkartons	4038917409506

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

