

# Produktspezifikation Entsorgungsbehälter, Multi-Safe 25, 25 I

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 77.3899.125

Artikelbeschreibung Entsorgungsbehälter, Multi-Safe 25, 25 I, gelb, eckig,

Material: PP, Öffnung: eckig, Höhe: 260 mm,

Tagesverschluss, Deckel mit Dichtung, Deckel (LxB): 395 x 295 mm, Verschluss: gelb, UN 3291, 160 Stück/Karton

UN-Prüfnummer ja

## Produkteigenschaften

Verschluss Tagesverschluss

Form der Öffnung eckig

Abzieh - Abdrehhilfe nicht vorhanden

#### Maße

Volumen max 25 l

Durchmesser des Bodens 330 mm x 230 mm

Durchmesser der Öffnung 145 mm Höhe des Produktes 260 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





# Produktspezifikation Entsorgungsbehälter, Multi-Safe 25, 25 I

Seite 2

#### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes gelb Farbe des Verschlusses gelb Farbe des Tagesdeckels rot

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung UN 3291

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert nein

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1

Kleinste Unterverpackung Palette

Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 160
Stück pro Palette 160

Volumen des Umkartons 1,7381 cbm Gewicht des Produktes 1,0505 kg Gewicht des Umkartons 168,16 kg

EAN des Innenkartons 4038917333580 EAN des Umkartons 4038917333573

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

