



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	77.3899.150
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe 50, 50 l, gelb, eckig, Material: PP, Öffnung: eckig, Höhe: 500 mm, Tagesverschluss, Deckel mit Dichtung, Deckel (LxB): 395 x 295 mm, Verschluss: gelb, UN 3291, 125 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	Tagesverschluss
Form der Öffnung	eckig
Abzieh - Abdrehhilfe	nicht vorhanden

### **Maße**

Volumen max	50 l
Durchmesser des Bodens	330 mm x 230 mm
Durchmesser der Öffnung	145 mm
Höhe des Produktes	500 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	gelb
Farbe des Tagesdeckels	rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	UN 3291
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	125
Kleinste Unterverpackung	Palette
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	125
Stück pro Palette	125
Volumen des Umkartons	1,72 cbm
Gewicht des Produktes	1,5576 kg
Gewicht des Umkartons	194,76 kg
EAN des Innenkartons	4038917333610
EAN des Umkartons	4038917333603

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

