



Produktspezifikation
Saugeinlage, passend für Versandgefäß 114 x Ø 44 mm, (LxB): 135 x 95 mm

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 78.669
Artikelbeschreibung Saugeinlage, passend für Versandgefäß 114 x Ø 44 mm, (LxB): 135 x 95 mm, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Versand von Proben, Multi-Safe E-boxen
Passend für Versandgefäß 114 x Ø 44 mm

Maße

Breite des Produktes 95 mm
Länge des Produktes 135 mm

Material & Farben

Material des Produktes Zellulose

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Saugeinlage, passend für Versandgefäß 114 x Ø
44 mm, (LxB): 135 x 95 mm

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 56000
Tiefe des Umkartons 385 mm
Breite des Umkartons 385 mm
Höhe des Umkartons 160 mm
Volumen des Umkartons 0,0237 cbm
Gewicht des Produktes 0,0026 kg
Gewicht des Umkartons 3,04 kg
EAN des Innenkartons 4038917083249
EAN des Umkartons 4038917002196

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-03

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT