




Artikelbeschreibung

Bestellnummer 78.670
Artikelbeschreibung Saugeinlage, passend für Versandgefäß 126 x Ø 30 mm, (LxB): 75 x 90 mm, 1.000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich Versand von Proben, Multi-Safe E-boxen
Passend für Versandgefäß 126 x Ø 30 mm

Maße

Breite des Produktes 90 mm
Länge des Produktes 75 mm

Material & Farben

Material des Produktes Zellulose

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	4000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	4000
Stück pro Palette	72000
Tiefe des Umkartons	515 mm
Breite des Umkartons	360 mm
Höhe des Umkartons	360 mm
Volumen des Umkartons	0,0667 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	4,36 kg
EAN des Innenkartons	4038917377492
EAN des Umkartons	4038917159937

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

