



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	78.671
Artikelbeschreibung	Saugeinlage, passend für Kühlversandbehälter, (LxB): 80 x 55 mm, 100 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Versand von Proben, Multi-Safe E-boxen
Passend für	Kühlversandbehälter

### **Maße**

Breite des Produktes	55 mm
Länge des Produktes	80 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Zellulose
------------------------	-----------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    2500  
Kleinste Unterverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            100  
Stück pro Umkarton                2500  
Stück pro Palette                  270000  
Tiefe des Umkartons               383 mm  
Breite des Umkartons              193 mm  
Höhe des Umkartons               190 mm  
Volumen des Umkartons          0,014 cbm  
Gewicht des Produktes            0,0009 kg  
Gewicht des Umkartons          2,57 kg  
EAN des Innenkartons            4038917083263  
EAN des Umkartons               4038917079860

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

