



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer 93.1650.010  
Artikelbeschreibung Einlegeplatte, Version 1, Material: PP, 1 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Passend für Safety-Tray (93.1650) & z.B. 1x Multi-Safe twin plus 500 (77.3884.005/.105), 1x Rack mit Griff (93.851 - 93.851.1xx), 2x Spenderdosen (95.813.001), 3x Mehrzweckbecher (75.1355), 1x Desinfektionsspray

### Maße

Breite des Produktes 272 mm  
Länge des Produktes 420 mm

### Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    1  
Kleinste Unterverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            1  
Stück pro Umkarton                1  
Stück pro Palette                  1440  
Volumen des Umkartons            0,0009 cbm  
Gewicht des Produktes            0,152 kg  
Gewicht des Umkartons            0,31 kg  
EAN des Innenkartons            4038917132695  
EAN des Umkartons                4038917076715

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

