



Produktspezifikation

**Monovette® VD, 8,5 ml, Verschluss hellblau,
(LxØ): 92 x 15 mm, 1 Stück/Blister**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.223.025
Artikelbeschreibung	Monovette® VD, zur Virus-Diagnostik, Nennvolumen: 8,5 ml, (LxØ): 92 x 15 mm, transparent, graduiert, Schraubverschluss, Verschluss hellblau, mit Kunststoffetikett, unsteril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz/hellblau
Graduierung	ja
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Virus-Diagnostik
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	8,5 ml
Anschluss	Luer (m)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2021-12-05

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Monovette® VD, 8,5 ml, Verschluss hellblau,
(LxØ): 92 x 15 mm, 1 Stück/Blister**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	8,5 ml
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	106 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	hellblau
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	unsteril
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Art der Innenverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	500
Stück pro Palette	13500
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0078 kg
Gewicht des Umkartons	4,52 kg
EAN des Innenkartons	4038917793797

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2021-12-05

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Monovette® VD, 8,5 ml, Verschluss hellblau,
(LxØ): 92 x 15 mm, 1 Stück/Blister**

Seite 3

EAN des Umkartons

4038917793803

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Ausgabedatum:
2021-12-05

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT