



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.621
Artikelbeschreibung	Stuhlröhre, mit Löffel, transparent, Eindrückstopfen, Verschluss: braun, (LxØ) ohne Verschluss: 75 x 23,5 mm, steril, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	Löffel

Maße

Durchmesser	23,5 mm
Länge des Produktes	87 mm
Länge ohne Verschluss	75 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Stuhlröhre, mit Löffel, Eindrückstopfen, (LxØ): 75
x 23,5 mm, transparent, steril**

Seite 2

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material der Röhre	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	13000
Tiefe des Umkartons	548 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	130 mm
Volumen des Umkartons	0,0262 cbm
Gewicht des Produktes	0,0091 kg
Gewicht des Umkartons	2,73 kg
EAN des Innenkartons	4038917082969
EAN des Umkartons	4038917001946

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-25

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT