



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.622
Artikelbeschreibung	Stuhlröhre, mit Löffel, transparent, Schraubverschluss, Verschluss: braun, (LxØ) ohne Verschluss: 107 x 25 mm, steril

Produkteigenschaften

Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	Löffel

Maße

Durchmesser	25 mm
Länge des Produktes	111 mm
Länge ohne Verschluss	107 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	400
Art der Innenverpackung	Innenkarton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Karton	400
Stück pro Palette	11200
Tiefe des Umkartons	588 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	255 mm
Volumen des Umkartons	0,0597 cbm
Gewicht des Produktes	0,0129 kg
Gewicht des Umkartons	5,9 kg
EAN des Innenkartons	4038917082976
EAN des Umkartons	4038917001953

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

