



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 80.734.001
Artikelbeschreibung Stuhlröhre, transparent, Schraubverschluss, Verschluss:
braun, (LxØ) ohne Verschluss: 76 x 20 mm, steril

Produkteigenschaften

Verschlussart Schraubverschluss

Maße

Durchmesser 20 mm
Länge des Produktes 77 mm
Länge ohne Verschluss 76 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses braun
Material der Röhre Polypropylen (PP)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In-Vitro-Diagnostik-Produkt
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Art der Innenverpackung	Innenkarton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Karton	500
Stück pro Palette	20000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	165 mm
Volumen des Umkartons	0,0393 cbm
Gewicht des Produktes	0,0069 kg
Gewicht des Umkartons	4,06 kg
EAN des Innenkartons	4038917119801
EAN des Umkartons	4038917016810

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

