



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.1435.004
Artikelbeschreibung	Urin-Becher, max. Arbeitsvolumen: 90 ml, (ØxH): 60 x 65 mm, Ø Öffnung: 65 mm, transparent, graduert, Material: PP, Schraubverschluss, mit Papieretikett, Verschluss montiert, steril

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Arbeitsvolumen	90 ml

Maße

Nennvolumen	90 ml
Volumen max	90 ml
Durchmesser	60 mm
Durchmesser der Öffnung	65 mm
Höhe des Produktes	65 mm
Länge ohne Verschluss	60 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	400
Stück pro Innenkarton	400
Stück pro Umkarton	400
Stück pro Palette	7200
Volumen des Umkartons	0,1062 cbm
Gewicht des Produktes	0,0201 kg
Gewicht des Umkartons	8,23 kg
EAN des Innenkartons	4038917385220
EAN des Umkartons	4038917385213

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

