



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.1437.100
Artikelbeschreibung	Urin-Becher, max. Arbeitsvolumen: 75 ml, (ØxH): 65 x 48 mm, transparent, graduiert, Material: PP

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Arbeitsvolumen	75 ml

Maße

Nennvolumen	75 ml
Volumen max	75 ml
Durchmesser	65 mm
Höhe des Produktes	48 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Urin-Becher, 75 ml, (ØxH): 65 x 48 mm, PP,
transparent**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Stück pro Innenkarton 25
Stück pro Umkarton 1000
Stück pro Palette 28000
Volumen des Umkartons 0,065 cbm
Gewicht des Produktes 0,0092 kg
Gewicht des Umkartons 9,65 kg
EAN des Innenkartons 4038917129138
EAN des Umkartons 4038917074711

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-27

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT