



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.560.901
Artikelbeschreibung	Urin-Becher, max. Arbeitsvolumen: 148 ml, (ØxH): 73 x 67 mm, weiß, Material: PS

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Arbeitsvolumen	148 ml

Maße

Nennvolumen	148 ml
Durchmesser	73 mm
Höhe des Produktes	67 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2500
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2500
Stück pro Palette	90000
Tiefe des Umkartons	457 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	356 mm
Volumen des Umkartons	0,0599 cbm
Gewicht des Produktes	0,0028 kg
Gewicht des Umkartons	8,16 kg
EAN des Innenkartons	4038917318198
EAN des Umkartons	4038917916547

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

