



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.560
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Arbeitsvolumen: 250 ml, (LxØ): 100 x 73 mm, Ø Öffnung: 73 mm, weiß, Material: PS, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Arbeitsvolumen	250 ml

Maße

Nennvolumen	250 ml
Durchmesser	73 mm
Durchmesser der Öffnung	73 mm
Höhe des Produktes	100 mm
Länge des Produktes	100 mm
Länge ohne Verschluss	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Art der Innenverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Karton 500
Stück pro Palette 20000
Tiefe des Umkartons 598 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 165 mm
Volumen des Umkartons 0,0393 cbm
Gewicht des Produktes 0,0076 kg
Gewicht des Umkartons 4,3 kg
EAN des Innenkartons 4038917339902
EAN des Umkartons 4038917339896

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

