



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.562.300
Artikelbeschreibung	Schraubbecher, Sammlung und Lagerung von Urin, max. Arbeitsvolumen: 100 ml, (ØxH): 57 x 76 mm, Ø Öffnung: 62 mm, transparent, graduert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss: weiß, Verschluss beiliegend, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Arbeitsvolumen	100 ml

Maße

Nennvolumen	100 ml
Volumen max	100 ml
Durchmesser	57 mm
Durchmesser der Öffnung	62 mm
Höhe des Produktes	76 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Länge ohne Verschluss 72 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	7500
Tiefe des Umkartons	443 mm
Breite des Umkartons	323 mm
Höhe des Umkartons	330 mm
Volumen des Umkartons	0,0472 cbm
Gewicht des Produktes	0,0153 kg
Gewicht des Umkartons	4,59 kg
EAN des Innenkartons	4038917113656
EAN des Umkartons	4038917274739

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

