



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.9922.744
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Arbeitsvolumen: 70 ml, (LxØ): 55 x 44 mm, Ø Öffnung: 44 mm, transparent, Verschluss: gelb, graduiert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss montiert, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	70 ml

Maße

Nennvolumen	70 ml
Volumen max	70 ml
Durchmesser	44 mm
Durchmesser der Öffnung	44 mm
Höhe des Produktes	55 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Mehrzweck-Becher, 70 ml, (LxØ): 55 x 44 mm,
graduiert, PP, transparent

Seite 2

Länge des Produktes 55 mm
Länge ohne Verschluss 55 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 250
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 8000
Tiefe des Umkartons 548 mm
Breite des Umkartons 408 mm
Höhe des Umkartons 373 mm
Volumen des Umkartons 0,0834 cbm
Gewicht des Produktes 0,0123 kg
Gewicht des Umkartons 7 kg
EAN des Innenkartons 4038917152754
EAN des Umkartons 4038917027793

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-06

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT