



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	76.564
Artikelbeschreibung	Schraubdeckel, passend für 100 ml Becher 75.563, Material: HD-PE, natur, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbeispiel	Verschluss für Urin-Sammelgefäß
Passend für	100 ml Becher 75.563

### **Maße**

Durchmesser	62 mm
Höhe des Produktes	14 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	21000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,0068 kg
Gewicht des Umkartons	3,91 kg
EAN des Innenkartons	4038917082518
EAN des Umkartons	4038917001595

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

