




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	76.569
Artikelbeschreibung	Schnappdeckel, für 26 ml Becher 75.568, transparent, Material: PE, Schnappdeckel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Schnappdeckel
Passend für	26 ml Becher 75.568

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	150000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,0016 kg
Gewicht des Umkartons	8,49 kg
EAN des Innenkartons	4038917082556
EAN des Umkartons	4038917001632

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

