



### **Artikelbeschreibung**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 77.575.400  |
| Artikelbeschreibung | Urin-Sammelflasche, Urinsammeln, max. Arbeitsvolumen: 3 l, Ø Öffnung: 83,5 mm, braun, mit Lichtschutz, graduiert, Material: PE, mit Kunststoffetikett, deutsch, Verschluss: gelb, mit integrierter Transfereinheit, 30 Stück/Karton |

### **Produkteigenschaften**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Etikett / Druck    | mit Kunststoffetikett                                |
| Graduierung        | ja   |
| Verschlussart      | Schraubverschluss                                    |
| Lichtschutz        | ja   |
| Ausführung         | mit integrierter Transfereinheit                     |
| Anwendungsbereich  | Urinsammeln  |
| Anwendungsbeispiel | geschlossener Urintransfer in eine V-Monovette® Urin |
| Arbeitsvolumen     | 700 ml   |
| Sichtfenster       | ja   |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Nennvolumen             | 3.000,00 ml |
| Volumen max             | 3 l         |
| Durchmesser der Öffnung | 83,5 mm     |
| Breite des Produktes    | 130 mm      |
| Länge des Produktes     | 125 mm      |
| Länge mit Verschluss    | 246 mm      |
| Länge ohne Verschluss   | 243 mm      |

### **Material & Farben**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Material des Produktes    | Polyethylen (PE)  |
| Farbe des Produktes       | braun             |
| Material des Verschlusses | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Verschlusses    | gelb              |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktkategorie      | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung     | CE                        |
| Sicherheitsdatenblatt | nein                      |
| Chargiert             | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 30            |
| Kleinste Unterverpackung    | Karton        |
| Stück pro Innenkarton       | 30            |
| Stück pro Umkarton          | 30            |
| Stück pro Palette           | 270           |
| Tiefe des Umkartons         | 643 mm        |
| Breite des Umkartons        | 403 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 515 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,1335 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,1433 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 5,1 kg        |
| EAN des Innenkartons        | 4038917241748 |
| EAN des Umkartons           | 4038917241731 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

