



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.575.400
Artikelbeschreibung	Urin-Sammelflasche, 3 l, mit integrierter Transfereinheit, geschlossener Urintransfer in eine V-Monovette® Urin, braun, mit Lichtschutz, graduert, Material: PE, mit Kunststoffetikett, deutsch, 30 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	ja
Ausführung	mit integrierter Transfereinheit
Anwendungsbereich	Urinsammeln
Anwendungsbeispiel	geschlossener Urintransfer in eine V-Monovette® Urin
Arbeitsvolumen	700 ml
Sichtfenster	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Nennvolumen	3.000,00 ml
Volumen max	3 l
Durchmesser der Öffnung	83,5 mm
Breite des Produktes	130 mm
Länge des Produktes	125 mm
Länge mit Verschluss	246 mm
Länge ohne Verschluss	243 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes	braun
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	30
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	30
Stück pro Karton	30
Stück pro Palette	270
Tiefe des Umkartons	643 mm
Breite des Umkartons	403 mm
Höhe des Umkartons	515 mm
Volumen des Umkartons	0,1335 cbm
Gewicht des Produktes	0,1433 kg
Gewicht des Umkartons	5,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917241748
EAN des Umkartons	4038917241731

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

