



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.575.900
Artikelbeschreibung	Urin-Sammelflasche NFT, Urin-Probengewinnung mit hygienisch geschlossener und nadelfreier Entnahmefunktion für Urin-Monovetten, max. Arbeitsvolumen: 3 l, Ø Öffnung: 83,5 mm, braun, mit Lichtschutz, graduert, Material: PE, mit Papieretikett, deutsch/englisch, Verschluss: weiß, mit integrierter nadelfreier Transfereinheit, montiert, 30 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	weiß/schwarz
Graduierung	ja
Verschluss	Membranverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	ja
Ausführung	mit integrierter nadelfreier Transfereinheit

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Anwendungsbereich	Urin-Probengewinnung mit hygienisch geschlossener und nadelfreier Entnahmefunktion für Urin-Monovetten
Anwendungsbeispiel	geschlossener Urintransfer in eine Urin-Monovette®
Arbeitsvolumen	3.000 ml
Sichtfenster	ja
Anschluss	Luer (m)

Maße

Nennvolumen	3.000,00 ml
Volumen max	3 l
Durchmesser der Öffnung	83,5 mm
Breite des Produktes	130 mm
Länge des Produktes	125 mm
Länge mit Verschluss	246 mm
Länge ohne Verschluss	243 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes	braun
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	30
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	30
Stück pro Umkarton	30
Stück pro Palette	270
Tiefe des Umkartons	643 mm
Breite des Umkartons	403 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Urin-Sammelflasche NFT, 3 l, mit integrierter
nadelfreier Transfereinheit, braun, mit
Lichtschutz, graduiert**

Seite 3

Höhe des Umkartons	515 mm
Volumen des Umkartons	0,1335 cbm
Gewicht des Produktes	0,1433 kg
Gewicht des Umkartons	5,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917947718
EAN des Umkartons	4038917947725

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-03

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT