



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.577
Artikelbeschreibung	Weithalsflasche, 0,25 l, weiß, Material: HD-PE, 120 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Urinsammeln
Sichtfenster	nein

Maße

Nennvolumen	250 ml
Volumen max	0,25 l
Durchmesser der Öffnung	35 mm
Breite des Produktes	60 mm
Höhe des Produktes	90 mm
Länge des Produktes	60 mm
Länge mit Verschluss	110 mm
Länge ohne Verschluss	98 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	schwarz

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	120
Art der Innenverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	120
Stück pro Karton	120
Stück pro Palette	2880
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	288 mm
Höhe des Umkartons	415 mm
Volumen des Umkartons	0,0547 cbm
Gewicht des Produktes	0,0371 kg
Gewicht des Umkartons	5,03 kg
EAN des Innenkartons	4038917082624
EAN des Umkartons	4038917001694

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

