



Produktspezifikation

Haftetikett, (LxB): 150 x 55 mm, Papier, für Urin-Sammelflasche 2 und 3 I, deutsch

Seite 1

24h-Sammelurin

Behandelnder Arzt: _____
Name: _____
Vorname: _____
Geburtsdatum: _____
Körpergewicht: _____
Körpergröße: _____
Männlich Weiblich
Sammelbeginn: Datum: _____
Uhrzeit: _____
Sammelende: Datum: _____
Uhrzeit: _____
Sammelmenge: _____ ml

Gebrauchshinweis

Entleeren Sie am Morgen nach dem Aufstehen die Blase in die Toilette. Notieren Sie Datum und Uhrzeit in dem oben dargestellten Feld „Sammelbeginn“.

1. Sammeln Sie den nächsten Urin in die Sammelflasche.
2. Verschließen Sie die Sammelflasche gut. Sammeln Sie jeden weiteren Urin, auch bei Stuhlgang, und geben Sie diesen in die Sammelflasche.
3. Verschließen Sie nach jeder Zugabe die Sammelflasche gut und schwenken Sie diese. Achten Sie auf eine kühle Lagerung.
4. Gehen Sie am nächsten Tag zu der am Vortag notierten Uhrzeit auf die Toilette und sammeln Sie diesen Urin.
5. Die Sammlung ist damit beendet.

4. Lesen Sie die gesammelte Menge an der Skala auf der Sammelflasche ab.
Tragen Sie diese Zahl in dem oben dargestellten Feld „Sammelmenge“ ein.
Füllen Sie alle Patientendaten vollständig aus.

5. Geben Sie die gefüllte Sammelflasche bei Ihrem Arzt ab.

CE IVD SARSTEDT
D-91588 Nürnberg
www.sarstedt.com
7719 Technische Änderungen vorbehalten

Artikelbeschreibung

Bestellnummer 84.1402
Artikelbeschreibung Haftetikett, (LxB): 150 x 55 mm, Papier, für
Urin-Sammelflasche 2 und 3 I, deutsch, 30
Stück/Minigripbeutel

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett schwarz
Anwendungsbereich Urinsammeln
Passend für Urin-Sammelflasche 2 und 3 I

Maße

Breite des Produktes 55 mm
Länge des Produktes 150 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-25

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Material & Farben

Material des Produktes Papier
Farbe des Produktes weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 300
Kleinste Unterverpackung Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton 300
Stück pro Umkarton 1800
Stück pro Palette 583200
Tiefe des Umkartons 268 mm
Breite des Umkartons 191 mm
Höhe des Umkartons 100 mm
Volumen des Umkartons 0,0051 cbm
Gewicht des Produktes 0,0011 kg
Gewicht des Umkartons 2,28 kg
EAN des Innenkartons 4038917086523
EAN des Umkartons 4038917078825

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

