



## Produktspezifikation

Mittelstrahlurin-Kit, max. Volumen: 70 ml, (LxØ):  
115 x 95 mm, für 70 ml Container, graduiert, PP,  
transluzent, mit Papieretikett

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	51.9923.812
Artikelbeschreibung	Mittelstrahlurin-Kit, max. Volumen: 70 ml, (LxØ): 115 x 95 mm, Ø Öffnung: 48,45 mm, für 70 ml Container, transluzent, graduiert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss beiliegend, mit Papieretikett, steril, 1 Stück/Blister

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Graduierung	ja
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Anwendungsbeispiel	Urinsammlung durch Trichter in 70-ml-Behälter
Passend für	70 ml Container
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	70 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-08-08

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**Mittelstrahlurin-Kit, max. Volumen: 70 ml, (LxØ):  
115 x 95 mm, für 70 ml Container, graduiert, PP,  
transluzent, mit Papieretikett**

**Seite 2**

### Maße

Nennvolumen	70 ml
Volumen max	70 ml
Durchmesser	95 mm
Durchmesser der Öffnung	48,45 mm
Höhe des Produktes	115 mm
Länge des Produktes	115 mm
Länge ohne Verschluss	110 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transluzent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)

### Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	36
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	36
Stück pro Palette	1440
Tiefe des Umkartons	604 mm
Breite des Umkartons	264 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,06 cbm
Gewicht des Umkartons	4,4 kg
EAN des Innenkartons	4038917154529
EAN des Umkartons	4038917036733

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-08-08

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**