



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	57.462.001
Artikelbeschreibung	Röhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 110 x 17 mm, Material: PS, Spitzboden, transparent, Eindrückstopfen, mit Skalierung, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Eindrückstopfen
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	12 ml
Zentrifugation max (RZB)	2500 x g

Maße

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	110 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	dicht bei 0,6 bar/10 min
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	24000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,0345 cbm
Gewicht des Produktes	0,0077 kg
Gewicht des Umkartons	4,35 kg
EAN des Innenkartons	4038917381048
EAN des Umkartons	4038917381031

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

