



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	10.251
Artikelbeschreibung	Entnahmespitze für Urin-Monovette® , für Urintransfer in die Urin-Monovette® , 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Art der Entnahme	Aspiration
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Urintransfer in die Urin-Monovette®
Passend für	Urin-Monovette®
Anschluss	Luer (w)

### **Maße**

Durchmesser	8 mm
Länge des Produktes	76 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	240000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0005 kg
Gewicht des Umkartons	3,31 kg
EAN des Innenkartons	4038917080941
EAN des Umkartons	4038917000116

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

