



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 10.252.088 |
| Artikelbeschreibung | Urin-Monovette® , Nennvolumen: 10 ml, ohne Präparierung, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 102 x 15 mm, transparent, graduert, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss gelb, inkl. Entnahmespitze, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix, 64 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Art der Entnahme | Aspiration |
| Art der Präparierung | ohne Präparierung |
| Etikett / Druck | mit Kunststoffetikett vorbarcodiert |
| Farbe Druck/Etikett | weiß/gelb |
| Graduierung | ja |
| Verschluss | Luer-Schraubkappe |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Lichtschutz | nein |
| Anwendungsbereich | Urinprobenröhrchen |
| Bodenform | Rundboden |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Urin-Monovette® , 10 ml, Verschluss gelb, (LxØ):
102 x 15 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 2

| | |
|--------------------------|----------|
| Arbeitsvolumen | 10 ml |
| Zentrifugation empfohlen | 400 x g |
| Zentrifugationszeit | 5 Min |
| Anschluss | Luer (m) |

Maße

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nennvolumen | 10 ml |
| Durchmesser | 15 mm |
| Länge mit Verschluss | 117 mm |
| Länge ohne Verschluss | 102 mm |
| Länge mit Verschluss und Stange | 127 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | gelb |
| Material der Röhre | Polypropylen (PP) |
| Material des Kolbens | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Material der Kolbenstange | Polystyrol (PS) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA, ADR |
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|--------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 20480 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 64 |
| Stück pro Umkarton | 512 |
| Stück pro Palette | 24576 |
| Tiefe des Umkartons | 388 mm |
| Breite des Umkartons | 378 mm |
| Höhe des Umkartons | 215 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-13

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Urin-Monovette® , 10 ml, Verschluss gelb, (LxØ):
102 x 15 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 3

| | |
|-----------------------|---------------|
| Volumen des Umkartons | 0,0315 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0085 kg |
| Gewicht des Umkartons | 4,85 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917951265 |
| EAN des Umkartons | 4038917951272 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-13

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT