



Produktspezifikation

Urin-Monovette[®], Z, 8,5 ml, Verschluss gelb,
(LxØ): 92 x 15 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.258.001
Artikelbeschreibung	Urin-Monovette [®] , Z, Nennvolumen: 8,5 ml, ohne Präparierung, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 92 x 15 mm, transparent, graduert, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss gelb, inkl. Entnahmespitze, mit Papieretikett, 64 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Aspiration
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/weiß
Graduierung	ja
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Urinprobenröhrchen
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	8,5 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-29

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Urin-Monovette® , Z, 8,5 ml, Verschluss gelb,
(LxØ): 92 x 15 mm, 64 Stück/Beutel**

Seite 2

Zentrifugation empfohlen	400 x g
Zentrifugationszeit	5 Min
Anschluss	Luer (m)

Maße

Nennvolumen	8,5 ml
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	106 mm
Länge ohne Verschluss	92 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	512
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	64
Stück pro Umkarton	512
Stück pro Palette	24576
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-29

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Urin-Monovette® , Z, 8,5 ml, Verschluss gelb,
(LxØ): 92 x 15 mm, 64 Stück/Beutel

Seite 3

Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0078 kg
Gewicht des Umkartons	4,49 kg
EAN des Innenkartons	4038917280020
EAN des Umkartons	4038917279888

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-04-29

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT