


Produktspezifikation Urin-Monovette® , 8,5 ml, Verschluss gelb, (LxØ): 92 x 15 mm, 1 Stück/Blister

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 10.258.020

Artikelbeschreibung Urin-Monovette®, Nennvolumen: 8,5 ml, ohne Präparierung,

Urinprobenröhrchen, (LxØ): 92 x 15 mm, transparent, graduiert, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss gelb, inkl. Entnahmespitze, mit Kunststoffetikett, steril, 1

Stück/Blister

Produkteigenschaften

Art der Entnahme Aspiration

Art der Präparierung ohne Präparierung
Etikett / Druck mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett transparent/gelb

Graduierung ja

Verschluss Luer-Schraubkappe Verschlussart Schraubverschluss

Lichtschutz nein

Anwendungsbereich Urinprobenröhrchen

Bodenform Rundboden Arbeitsvolumen 8,5 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

Urin-Monovette[®] , 8,5 ml, Verschluss gelb, (LxØ): 92 x 15 mm, 1 Stück/Blister

Seite 2

Zentrifugation empfohlen 400 x g
Zentrifugationszeit 5 Min
Anschluss Luer (m)

Maße

Nennvolumen 8,5 ml
Durchmesser 15 mm
Länge mit Verschluss 106 mm
Länge ohne Verschluss 92 mm
Länge mit Verschluss und 127 mm

Stange

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes transparent

Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Farbe des Verschlusses gelb

Material der Röhre Polypropylen (PP)

Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)

Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA, ADR

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE

CE-Zertifizierung CE Reinheitsstandard steril

Sterilisation Elektronenbestrahlung

Sicherheitsdatenblatt nein Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 13500
Tiefe des Innenkartons 351 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation Urin-Monovette® , 8,5 ml, Verschluss gelb, (LxØ): 92 x 15 mm, 1 Stück/Blister

Seite 3

Breite des Innenkartons 151 mm Höhe des Innenkartons 171 mm Tiefe des Umkartons 778 mm Breite des Umkartons 368 mm Höhe des Umkartons 195 mm Volumen des Umkartons 0,0558 cbm Gewicht des Produktes 0,0078 kg Gewicht des Umkartons 5,5 kg

EAN des Innenkartons 4038917279093 EAN des Umkartons 4038917279086

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

