



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	11.2452.001
Artikelbeschreibung	V-Monovette® Urin, Nennvolumen: 10 ml, ohne Präparierung, Vakuumsystem für den geschlossenen Urintransfer, (LxØ): 100 x 15 mm, transparent, Nennmarkierung, Material: PET, Membranstopfen, Verschluss gelb, mit Papieretikett, steril, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Vakuum
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	gelb
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranstopfen
Verschlussart	Eindrückstopfen
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Vakuumsystem für den geschlossenen Urintransfer
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	10 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Produktspezifikation

**V-Monovette® Urin, 10 ml, Verschluss gelb, (LxØ):
100 x 15 mm, 50 Stück/Beutel**

Seite 2

Zentrifugation empfohlen 400 x g
Zentrifugationszeit 5 Min

Maße

Nennvolumen 10 ml
Durchmesser 15 mm
Länge mit Verschluss 106 mm
Länge ohne Verschluss 100 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses gelb
Material der Membrane Gummi
Material der Röhre Polyethylenterephthalat (PET)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestrahlung
Sicherheitsdatenblatt nein
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 22000
Tiefe des Umkartons 503 mm
Breite des Umkartons 375 mm
Höhe des Umkartons 155 mm
Volumen des Umkartons 0,0292 cbm
Gewicht des Produktes 0,0089 kg
Gewicht des Umkartons 4,95 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-04

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
V-Monovette® Urin, 10 ml, Verschluss gelb, (LxØ):
100 x 15 mm, 50 Stück/Beutel

Seite 3

EAN des Innenkartons 4038917244855
EAN des Umkartons 4038917531948

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-04

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT